



TRANSPORT DE PATIENTS EN SURPOIDS



26-B Heavy Load

- Nouvelle civière avec structure renforcée et chassis HEAVY LOAD;
- capacité de chargement 280kg ;
- caractéristiques techniques:
Longueur (max et min) **1920mm - 1670mm**
Largeur **550mm**
Hauteur de chargement **610/640mm**
Peso **35kg.**



TSL Expander Kit

- L'utilisation du TSL Expander permet de déplacer et transporter les patients bariatriques à l'aide de la civière SCOOP EXL ;
- système de fermeture breveté pour empêcher l'ouverture accidentelle de la civière ;
- capacité de chargement 227kg;
- le kit contient:
2 expandeurs rouges,
3 rallonges pour sangles,
1 sac de contention.

 **FERNO®**

Rel. 210324

Sede social et bureaux commerciaux
via Zallone, 26 • Pieve di Cento 40066 BO • Italy
Phone | +39 051 6860028
Fax | +39 051 6861508
info.it@ferno.com

Numero Verde
800 501711



QUAND LA SITUATION DEVIENT PESANTE,
UTILISEZ LES ARMES ADAPTÉES.



AU SERVICE DE L'OPÉRATEUR PER SFIDE AD ALTO CARICO.

Ferno 26-B Heavy Load et TSL Expander Kit rendent l'assistance plus facile pour les opérateurs et **augmente le confort du patient de poids important, en simplifiant ainsi les phases les plus complexes et frénétiques du secours.**



Ferno TSL EXPANDER KIT

Un accessoire en alliage d'aluminium à haute résistance qui s'applique à la civière anti-traumatisme Scoop EXL. Conçu pour le déplacement et le transport de patients à la corpulence importante.

Avec un système de sanglage Easy Lift, la civière Scoop EXL et le TSL Expander Kit peuvent être utilisés également comme appareils de levage.



LE KIT CONTIENT:
2 expandeurs rouges;
3 rallonges pour sangles;
1 sac de contention.

CONÇUE POUR LES SECOURISTES

Avec de nouvelles poignées intuitives pour simplifier la maniabilité pendant la phase de déchargement.

STRUCTURE RENFORCÉE

Une nouvelle structure renforcée avec une **capacité de chargement de 280kg**, légère et aux dimensions réductibles.

